

## Nos rampes vous offrent une gamme de solution pratique pour votre fauteuil roulant manuel

Utilisez-les pour les fauteuils roulant manuel, chez vous ou autre utilisation. Facile à utiliser et à transporter, le poids est diminué par les perforations dans l'alvéole d'aluminium et celles-ci donnent une adhérence à la rampe.

Tous les jours, les utilisateurs de fauteuil roulant manuel rencontrent des hauteurs de marche qui demandent des rampes de différentes longueurs.

Nos Télé-Rampes vous offrent une gamme télescopique pour choisir la longueur idéale, en fonction de l'espace libre et de la pente nécessaire.



### Principales Caractéristiques:

- Avec une inclinaison pour l'arrivée dans le véhicule
- Très légère et facile à transporter; poignées de portage rabattables
- Fabriquée en alu anodisé perforé
- La surface de roulement est antidérapante grâce à un usinage spécifique
- Glissière en nylon pour une ouverture silencieuse
- Télescopique avec serrure de sécurité pour ouverture ou fermeture



**Mobilité Dynamique  
SARL**

rue Victor Hugo  
16450 St Claud

Tél: 05 45 31 70 42  
Fax: 05 67 69 95 00

E-mail:  
contact@mobdyn.com

Internet: [www.mobilite-dynamique.com](http://www.mobilite-dynamique.com)

 Certifié

### Spécifications

	Longueur (minimale pliée)	Longueur (maximale)	Largeur intérieure (chacune)	Poids (unitaire)	Charge maximale	Prix €TTC (les deux)
<b>Télé 2</b>	116 cm	202 cm	19,5 cm	5,6 kg	300 kg	355
<b>Télé 2/3</b>	78 cm	202 cm	18,0 cm	5,8 kg	300 kg	400
<b>Télé 3</b>	116 cm	288 cm	18,0 cm	8,2 kg	250 kg	440

NOTE : Chaque bordure a une hauteur de 6 cm

La conception, les caractéristiques, l'emballage et le prix du Télé Rampes peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable et sans engagement.